

virtufit

M2
VF11002



NÁVOD K OBSLUZE

OBR. A - MASÁŽNÍ HLAVICE



Kulatá hlavice

Uvolňuje velké svalové skupiny, jako jsou záda, nohy a pas.



Hlavice ve tvaru válce

Ulevuje od bolesti měkkých tkání, kolen a kloubů.



Plochá hlavice

Uvolňuje svaly celého těla.



Hlavice ve tvaru U

Uvolňuje ztuhlost šije.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	03
Záruka	03
Použití	04
Nabíjení	04

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! VAROVÁNÍ!

Před zahájením cvičení se prosím poradte se svým lékařem. Důležité je to především pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody na majetku vzniklé v důsledku používání tohoto zařízení. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, vždy používejte zařízení podle následujících pokynů.

- K použití pouze pro dospělé.
- Používejte pouze na suché a čisté tělo přes oděv.
- Používejte pouze na měkké tkáně, aniž byste cítili bolest. Nepoužívejte na hlavu nebo tvrdé části těla nebo při poranění.
- Stiskněte a lehce pohybujte po dobu asi 60 sekund na každé části těla.
- Používejte pouze nastavce, které poskytují nejlepší a požadovaný efekt.
- Modřiny se mohou objevit bez ohledu na nastavení nebo aplikovaný tlak. Pravidelně kontrolujte ošetřovaná místa a v případě bolesti nebo nepohodlí okamžitě přestaňte.
- Udržujte prsty a vlasy v dostatečné vzdálenosti od zadního a ventilačních otvorů zařízení, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Do ventilačních otvorů zařízení neumísťujte žádné předměty.
- Udržujte zařízení suché, bez prachu a nečistot a nepoužívejte vodu.
- Zabraňte pádu zařízení a používejte jej opatrně.
- Nabíjejte zařízení pouze pomocí originální dodané nabíječky. Při nabíjení jej nepoužívejte.
- Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič bez dozoru
- Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.

- Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
- Před použitím si přečtěte návod.

! VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte přístroj bez souhlasu lékaře v následujících případech: těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, opotřebení kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migréna, kýla, nedávné kloubní náhrady, kovové čepy nebo destičky. Zranitelné osoby a děti by měly být při používání zařízení v doprovodu dospělé osoby. Výzkum účinků vibračních cvičení stále probíhá, v některých případech je vibrační cvičení doporučeno jako součást léčebného plánu (pod dohledem lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta).

ZÁRUKA

Záruční doba na toto zboží je 1 rok ode dne zakoupení. Záruka je platná pouze v případě, že je tento předmět používán pro aktivity a běžné rekreační použití. Nevztahuje se na předměty pronajmané.

Záruka zaniká, pokud je příčinou vady:

- Pokud VirtuFit považuje položku nebo část za vadnou, záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu pouze vadné položky nebo části. VirtuFit nenese odpovědnost za žádné náklady, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty nebo použití tohoto produktu.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím, zanedbáním, běžným opotřebením, poškozením způsobeným nadměrným vystavením tepla nebo vodě, poškozením způsobeným nesprávnou manipulací a skladováním, poškozením způsobeným přepravou.
- Poškození přesahující cenu produktu.
- Záruka je neplatná, pokud byla na jakékoli části zařízení provedena neautorizovaná oprava nebo úprava.
- Záruka na opravené nebo náhradní díly je platná od data původního nákupu.
- V případě nesprávného použití, zanedbání a/nebo špatné údržby.

POUŽITÍ

POZNÁMKA Masážní pistoli nelze používat během nabíjení a automaticky se vypne po 20 minutách používání. Stisknutím „+“ restartujete masážní pistoli.

Zapnutí a vypnutí

- Zapněte zařízení přepnutím vypínače na spodní straně zařízení do polohy „ON“.
- Stisknutím „+“ nebo „-“ upravte rychlost. Modrá čísla na LED displeji indikují úroveň výkonu.
- Masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí a v případě potřeby použijte lehký tlak.
- Vypněte zařízení přepnutím hlavního vypínače do polohy „OFF“.

POZOR! Masážní pistole se automaticky vypne po 20 minutách používání, aby se chránily kosti a svaly a zabránilo se dlouhé masáži na stejném místě.

Masážní hlavice (Obr. A)

Výměna masážní hlavice

- Zatlačte masážní hlavici do přístroje
- Vytáhněte a sejměte masážní hlavici
- Zatlačte novou masážní hlavici do přístroje



POZOR! Masážní hlavici není třeba po zatlačení masážní hlavice do přístroje otáčet. Různé typy masážních hlavic jsou znázorněny na obr. A.

LED displej

- Spustíte stisknutím „+“, když svítí dotyková obrazovka.
- Stisknutím „+“ nebo „-“ upravte rychlost. Pokud podržíte „-“ motor poběží pomaleji a pomaleji, dokud se nezastaví.



NABÍJENÍ

POZOR! Před prvním použitím baterii plně nabijte (max. 6 hodin). Poté nabíjte baterii vždy když je vybitá.

Nabíjení

- Připojte DC konek na dodaném originálním 9V adaptéru k nabíjecímu portu zařízení a zapojte AC kabel do zásuvky.
- Kontrolka baterie bliká, aby signalizovala úroveň nabití baterie a nabíjení. Když kontrolka přestane blikat a zůstane svítit, baterie je plně nabitá.
- Odpojte nabíječku. Pokud je zařízení ponecháno na nabíječce příliš dlouho, zatímco je baterie plná, kapacita baterie se sníží. LED displej zobrazuje stav baterie.

POZOR!

- Baterii lze nabíjet kdykoli a při jakékoli úrovni nabití.
- Není doporučeno nechávat baterii zcela vybitou.
- Průměrná doba používání je 2 a více hodin v závislosti na rychlosti a tlaku vyvíjeném během používání.

OBR. A - MASÁŽNA HLAVA



Okrúhla hlava

Uvoľňuje veľké svalové skupiny, ako sú chrbát, nohy a pás.



Hlava v tvare valca

Uľavuje od bolesti mäkkých tkanív, kolien a kĺbov.



Plochá hlava

Uvoľňuje svaly celého tela.



Hlava v tvare U

Zmierňuje stuhnutosť krku.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	06
Záruka	06
Použitie	07
Nabíjanie	07

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VAROVANIE!

Pred začatím cvičenia sa prosím poraďte so svojim lekárom. Je to dôležité najmä ľudí so zdravotnými problémami. Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody na majetku, ktoré vzniknú dôsledkom používania tohto zariadenia. Aby ste znížili riziko úrazu, požiaru alebo zranenia osôb, zariadenie vždy používajte podľa nasledujúcich pokynov.

- Na použitie iba pre dospelých.
- Používajte len na suché a čisté telo cez oblečenie.
- Používajte len na mäkké tkanivo bez pocitu bolesti. Nepoužívajte na hlavu alebo tvrdé časti tela alebo v prípade poranenia.
- Ľahko stláčajte a pohybujte približne 60 sekúnd každou časťou tela.
- Používajte len také nástavce, ktoré prinášajú najlepší a požadovaný efekt.
- Modriny môžu vzniknúť bez ohľadu na nastavenie alebo použitý tlak. Pravidelne kontrolujte ošetrované oblasti a v prípade výskytu bolesti alebo nepriemných pocitov ihneď prestaňte.
- Prsty a vlasy držte v dostatočnej vzdialenosti od zadných a vetracích otvorov zariadenia, aby sa nezachytili.
- Do vetracích otvorov zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
- Zariadenie udržiavajte v suchu, bez prachu a nečistôt a nepoužívajte vodu.
- Zabráňte pádu zariadenia a používajte ho opatrne.
- Zariadenie nabíjajte len pomocou dodanej originálnej nabíjačky. Počas nabíjania ho nepoužívajte.
- Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič bez dozoru.
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.

- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie 30 minút odpočívať.
- Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

! VAROVANIE!

Zariadenie nepoužívajte bez súhlasu lekára v nasledujúcich prípadoch: tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, nosenie kardiostimulátora, nedávna operácia, epilepsia alebo migréna, prietrž, nedávna výmena kĺbov, kovové čapy alebo platničky. Zraniteľné osoby a deti by mali byť pri používaní pomôcky v sprievode dospelých. Výskum účinkov vibračného cvičenia prebieha a v niektorých prípadoch sa vibračné cvičenie odporúča ako súčasť liečebného plánu (pod dohľadom lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta).

ZÁRUKA

Záručná doba na tento tovar je 1 rok od dátumu nákupu. Záruka platí len v prípade, že sa tento tovar používa na aktivity a bežné rekreačné použitie. Nevzťahuje sa na tovar z požičovne.

Záruka zaniká, ak je príčinou závady:

- Ak spoločnosť VirtuFit považuje položku alebo časť za chybnú, záruka sa vzťahuje len na opravu alebo výmenu chybnej položky alebo časti. Spoločnosť VirtuFit nenesie zodpovednosť za žiadne náklady, straty alebo škody vyplývajúce zo straty alebo používania tohto výrobku.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, zneužívaním, zanedbávaním, bežným opotrebovaním, poškodením spôsobeným nadmerným vystavením teplu alebo vode, poškodením spôsobeným nesprávnou manipuláciou a skladovaním, poškodením spôsobeným prepravou.
- Škoda presahujúca cenu výrobku.
- Záruka je neplatná, ak boli na ktorejkoľvek časti zariadenia vykonané neoprávnené opravy alebo úpravy.
- Záruka na opravené alebo náhradné diely platí od dátumu pôvodného nákupu.
- V prípade nesprávneho používania, zanedbania a/alebo nedostatočnej údržby.

POUŽÍVAJTE

POZNÁMKA Masážnu pištoľ nemožno používať počas nabíjania a po 20 minútach používania sa automaticky vypne. Stlačením tlačidla "+" masážnu pištoľ znovu spustíte.

Zapínanie a vypínanie

- Zariadenie zapnete prepnutím spínača na spodnej strane zariadenia do polohy "ON".
- Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte rýchlosť. Modré čísla na LED displeji ukazujú úroveň výkonu.
- Masírujte požadovanú časť tela požadovanou rýchlosťou a prípade potreby mierne pritlačte.
- Vypnite zariadenie prepnutím hlavného vypínača do polohy "OFF".

POZOR! Masážna pištoľ sa automaticky vypne po 20 minútach používania, aby chránila kosti a svaly a zabránila dlhému masírovaniu na tom istom mieste.

Masážna hlava (obr. A)

Výmena masážnej hlavice

- Zatlačte masážnu hlavu do zariadenia
- Vytiahnite a odstráňte masážnu hlavu
- Zasuňte novú masážnu hlavu do zariadenia



POZOR! Po zasunutí masážnej hlavice do zariadenia nie je potrebné masážnu hlavu otáčať. Rôzne typy masážnych hlavíc sú znázornené na obr. A.

LED displej

- Začnite stlačením tlačidla "+", keď sa rozsvieti dotyková obrazovka.
- Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte rýchlosť. Ak podržíte "-", motor bude bežať čoraz pomalšie, až kým zastaví.



NABÍJANIE

POZOR! Pred prvým použitím batériu úplne nabite (max. 6 hodín). Potom batériu nabíjajte vždy, keď sa vybije.

Nabíjanie

- Pripojte DC koncovku dodaného originálneho 9V adaptéra k nabíjaciemu portu zariadenia a pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky.
- Kontrolka batérie bliká, čím signalizuje úroveň nabitia batérie a jej nabíjanie. Keď kontrolka prestane blikáť a zostane svietiť, batéria je plne nabitá.
- Odpojte nabíjačku. Ak zariadenie necháte na nabíjačke príliš dlho, kým je batéria plná, kapacita batérie sa zníži. Stav batérie sa zobrazuje na LED displeji.

POZOR!

- Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni nabitia.
- Neodporúča sa ponechať batériu úplne vybitú.
- Priemerný čas používania je 2 hodiny alebo viac v závislosti od rýchlosti a tlaku vyvíjaného počas používania.



V případě dotazů nebo chybějících dílů kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257